

Etherea MX: plataforma láser para más de 70 indicaciones aprobadas por la FDA

Información e imágenes: Skymedic

Skymedic distribuye en España la plataforma láser **Etherea MX**, que reúne toda la tecnología necesaria para tratar más de 70 indicaciones aprobadas por la FDA en los campos de la dermatología, ginecología, medicina estética, cirugía plástica y vascular.

La plataforma cuenta con autorización de la FDA desde 2012. Ahora, se pone a disposición del médico una nueva versión más potente y avanzada.

Siete manípulos para 70 indicaciones

Etherea MX cuenta con siete manípulos que cubren 70 indicaciones autorizadas por la FDA en los siguientes campos: fotorrejuvenecimiento, resurfacing facial, rejuvenecimiento no ablativo fraccional, eliminación de tatuajes, tratamiento de pigmentaciones, tratamientos vasculares, depilación, tratamiento de melasma y de acné.

- **IPL-SQ (400-1200nm):** luz pulsada intensa con tecnología de pulso en meseta. Ofrece pulsos microprocesados para obtener una mayor seguridad y eficacia en los tratamientos.
- **Prodeep (1340 nm):** láser fraccionado para tratamientos coagulativos profundos. Se emplea para tratamientos de estimulación de colágeno y acné.
- **Dualmode (2940 nm):** láser Erbio YAG para tratamientos faciales ablativos y coagulativos. Incorpora dos piezas de mano para tratamientos específicos: **Spot Inlift**, láser intraoral indicado para el tratamiento del ronquido con resultados óptimos sin tiempo de recuperación y para rejuvenecimiento vía intraoral; y **Athena**, para tratamientos de rejuvenecimiento vulvovaginal mínimamente invasivo.
- **Longpulse (1064 nm):** láser ND YAG con modo de pulso variable, indicado para tratamientos vasculares, depilación y onicomiosis. Cuenta con el modo Dynamics para tratamientos de rejuvenecimiento y tensado de la piel.
- **Intense IR:** luz infrarroja de alta potencia para tratamientos de reafirmación facial y corporal.
- **Acroma-QS:** láser Q-Switched con doble longitud de onda y lente fraccionada.
- **Gosmooth (1540 nm):** láser fraccionado para rejuvenecimiento facial y corporal y tratamientos capilares.



RESULTADOS COMPROBADOS

Etherea MX está avalada por estudios publicados que contrastan su eficacia. El equipo tiene descrito un protocolo para cada aplicador, para cada indicación y para cada fototipo, con la bibliografía correspondiente.

¡NUEVA!



etherea^{MX}

LOS HECHOS: OPINIONES DE LOS KOL DE REFERENCIA



CARMEN GALERA

“Plataforma de muy sentido manejo, cómoda, de curva de aprendizaje rápido. Mucha potencia en el IPL, en lesiones pigmentadas y grandes resultados en fotorejuvenecimiento”.



IÑIGO DE FELIPE

“Excelentes resultados en el tratamiento del acné con el laser 1340, el mejor laser de esta plataforma”.



CLÍNICA VEGA

“La satisfacción de mis pacientes ha aumentado muchísimo desde la incorporación del láser 2940”.




CÉSAR ARROYO

“Puedo corroborar los excelsos resultados obtenidos con Athena y tratamiento intraoral con Inlift”.



MONTSE PONGA

“Maravillosos resultados con el 1064 con las varices en el tercio inferior y sorprendentes resultados en tratamiento de rejuvenecimiento dinámico, novedad en la plataforma Etherea”.



ESTEVE DARWICH Y DAVID ROMERO

“Espectaculares resultados con el láser Q-Switch y excelentes resultados con el láser fracc no ablativo 1340”.

MANÍPULOS



IPL-SQ

Tecnología de pulso en meseta: Pulsos microprocesados para mayor seguridad y eficacia en los tratamientos



INTENSE-IR

Luz infrarroja de alta potencia para la piel, reafirmación facial y corporal



LONGPULSE

Láser ND:YAG con modo de pulso variable, indicado para tratamiento vascular, depilación y onicomicosis



PRODEEP

Tratamiento coagulativo profundo con láser fraccionado



GOSMOOTH

Tecnología punta en el rejuvenecimiento con láser fraccionado no ablativo



ACROMA

Láser Q-SWITCH, con doble longitud de onda, lente fraccionada



DUALMODE

Técnica dual Láser Erb YAG Para tratamientos faciales ablativos y coagulativos



SPOT INLIFT

Láser intraoral Técnica para el tratamiento del ronquido sin downtime y óptimos resultados



ATHENA

Láser íntimo Tratamiento para la zona íntima de la mujer. Rejuvenecimiento e incontinencia