

PANDA

MEDICAL

www.pandamedical.co

INFINITY
shape

SYNERGIA MOCY
4 TECHNOLOGII
W JEDNYM URZĄDZENIU

DO WYSZCZUPLANIA
I MODELOWANIA
CIAŁA



INFINITY
shape

INFINITY shape

EFEKTY ZABIEGU:

- poprawa napięcia skóry
- pobudzenie skóry do odnowy
- poprawa konturu ciała
- przyspieszenie cyrkulacji limfy poprzez pobudzenie metabolizmu
- poprawa cyrkulacji krwi
- redukcja lokalnie nagromadzonej tkanki tłuszczowej
- redukcja cellulitu
- redukcja obrzęków

WSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU:

- cellulit
- lokalnie nagromadzona tkanka tłuszczowa
- wiotka skóra
- spadek elastyczności i jędrności skóry
- spowolnienie metabolizmu
- modelowanie ciała
- kształtowanie ciała po liposukcji
- obrzęki np. na udach, łydkach

INFINITY SHAPE jest innowacyjnym i skutecznym urządzeniem do wyszczuplenia, modelowania, redukcji cellulitu i ujędrniania ciała oraz liftingu, redukcji zmarszczek, poprawy napięcia skóry twarzy.

łączy działanie czterech technologii o potwierdzonej skuteczności klinicznej: w jednej procedurze masaż podciśnieniowy, głęboka kawitacja ultradźwiękowa, laser biostymulacyjny i radiofrekwencja multi/bipolarna.


Technologie

KAWITACJA ULTRADŹWĘKOWA

oddziałuje na komórki tłuszczowe, redukuje tkankę tłuszczową i modeluje ciało, wspomaga redukcję cellulitu.

„ZIMNY” LASER

przyspiesza metabolizm komórkowy, zwiększa przepuszczalność błon komórkowych oraz rozkład nagromadzonego w adipocytach tłuszczu, przyspiesza redukcję cellulitu.




RADIOFREKWENCJA

fale o częstotliwości radiowej wykorzystują ciepło, które powoduje efekt selektywnej termolipolizy, w konsekwencji prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Radiofrekwencja intensywnie pobudza metabolizm fibroblastów do produkcji kolagenu, odmładza, ujędrnia i zagęszcza skórę, poprawia jej elastyczność, ukrwienie tkanki, stymuluje cyrkulację limfy przez pobudzenie metabolizmu i do-tlenia komórki.



VACUUM - MASAŻ PODCIŚNIENIOWY (endermologia)

usprawnia krążenie krwi i limfy, zmniejsza obrzęki, przyspiesza eliminację zbędnych produktów przemiany materii. Eliminuje tkankę tłuszczową, modeluje, ujędrnia i wygładza skórę.




Niskoenergetyczny laser biostymulujący o długości fali 655NM.

PANDA

MEDICAL

www.pandamedical.co

Przekrój głowicy RV-60/90



KAWITACJA

CAVI-38



- Ultradźwięki o niskiej częstotliwości 38KHz wywołują lipolizę - generują powstawanie mikropęcherzyków i rozpad ścian adipocytów.
- Wyjątkowe i unikatowe działanie dzięki zaprogramowanym 5 rodzajom automatycznego trybu pulsu.
- Podwójny generator ultradźwięków.
- Bezpieczna, bezinwazyjna metoda terapii obszarów ciała z lokalnym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej.



RAMIONA
POŚLADKI
BRZUCH
UDA

RV-25



TWARZ
SZYJA
DEKOLD



RF

- Pobudza metabolizm fibroblastów do produkcji kolagenu
- Odmładza, ujędnia i zagęszcza skórę
- Poprawia jej elastyczność, ukrwienie tkanki
- Stymuluje cyrkulację limfy przez pobudzenie metabolizmu i dotlenia komórki
- Zmienna radiofrekwencja od 1 MHz do 3 MHz
- Regulacja zależna od impedancji i obszaru zabiegowego
- Od 0 do 9 poziomów intensywności
- 5 różnych ustawień rytmu pracy

VACUUM

- Usprawnia krążenie krwi i limfy
- Zmniejsza obrzęki
- Przyspiesza eliminację zbędnych produktów przemiany materii
- Eliminuje tkankę tłuszczową
- Modeluje, ujędnia i wygładza skórę
- Moc pracy max. 0,8 bar
- Od 0 do 9 poziomów intensywności
- 5 różnych ustawień rytmu pracy

RV-60




ZIMNY LASER

- Zimny laser biostymulujący dostarcza do komórek tłuszczowych energię świetlną, degradując je, co skutkuje rozpuszczeniem tłuszczu do 5 mm pod skórą
- Laser o długości fali 655 nm upłynnia tkankę tłuszczową bez uszkodzenia skóry - stymuluje lipolizę i drenaż tłuszczu

RV-90



RAMIONA
POŚLADKI
BRZUCH
UDA



Dlaczego INFINITYShape

INFINITY
Shape

KORZYŚCI DLA OPERATORA

- + Możliwość jednoczesnego zastosowania 4 technologii w jednej procedurze
- + 3 wielkości lekkich i ergonomicznych głowic
- + Możliwość dowolnego łączenia technologii podczas jednego zabiegu
- + RF z automatyczną regulacją głębokości zabiegu z rozpoznawaniem impedancji
- + Intuicyjny interfejs
- + Dotykowy ekran z możliwością sterowania również z poziomu głowicy podczas zabiegu
- + Duża oszczędność czasu, miejsca i kosztów
- + Sprawdzone i potwierdzone badaniami technologie (CE)

KORZYŚCI DLA PACJENTA

- + Modelowanie i wyszczuplanie ciała
- + Redukcja cellulitu
- + Drenaż, redukcja obrzęków
- + Ujędrnienie i napięcie skóry, lifting
- + Poprawa owalu podbródka i twarzy oraz ogólnej kondycji skóry szyi i dekoltu
- + Uzyskanie pożądanych efektów w wyniku całkowicie nieinwazyjnej metody
- + Efekt już po 3-4 zabiegach


KAWITACJA
38kHz

RF
1-3 MHz


LASER
655 nm

VACUUM
0,8 bar

Efekty zabiegu INFINITY Shape




efekt po 6 zabiegach



efekt po 2 zabiegach



efekt po 4 zabiegach



efekt po 2 zabiegach

