



Dla wszystkich fototypów skóry.



Rezultat już po jednym zabiegu.



Bez okresu rekonwalescencji.



Długofalowe rezultaty.



Zabieg "lunchowy".


# ProDeep®



PRODEEP® Dostępne wielkości plamki:

6 mm soczewka kolimacyjna
8 mm, 100 mtz/cm <sup>2</sup> soczewka frakcyjna
10 mm, 400 mtz/cm <sup>2</sup> soczewka frakcyjna

**SELEKTYWNY EFEKT FOTOTERMOLIZY**



• **Nd: YAP 1340 nm**

• **ProDeep®\*: 9 × większa głębokość penetracji** w porównaniu innymi laserami dostępnymi na rynku, co gwarantuje o wiele wyższą skuteczność kliniczną.

• **Szeroki zakres intensywności zabiegowej ProDeep®** oferuje możliwość nieablacyjnej obróbki frakcyjnej w głębszych warstwach skóry, generując wyższą temperaturę w tkance podskórnej. Technologia dostarcza wysoką dawkę skumulowanej energii poprzez mikrofrakcjonujące soczewki, czas trwania impulsów wynosi 3–20 ms. Cechy te stanowią o niepowtarzalności i wyjątkowości tej technologii.

• **Technologia ProDeep® zrewolucjonizowała rynek**, oferując nieablacyjny laser frakcyjny, który daje doskonałe efekty od pierwszego zastosowania, z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa i bez okresu rekonwalescencji.

• **Wyższe bezpieczeństwo, skuteczność i użyteczność dzięki zastosowaniu nowego frakcyjnego systemu optycznego najwyższej jakości.** Kwadratowy układ punktów, mniejsze mikrofrakcjonowanie wiązki oraz większy odstęp pomiędzy punktami przekłada się na doskonałe i bezpieczne rezultaty terapii.

• **ProDeep® to uznana i powszechnie stosowana przez wielu znanych lekarzy technologia laserowa.** Niezliczone sukcesy w osiąganiu doskonałych wyników terapii to dowód na jej wysoką skuteczność.

**PRODEEP® DANE TECHNICZNE**


DŁUGOŚĆ FALI LASERA	Nd: YAP 1340 nm
DOSTĘPNE WIELKOŚCI PLAMEK	6 mm soczewka kolimacyjna
	8 mm, 100 mtz/cm <sup>2</sup> soczewka frakcyjna
	10 mm, 400 mtz/cm <sup>2</sup> soczewka frakcyjna
MAKSYMALNA ENERGIA	200 mJ/mtz
SZEROKOŚĆ IMPULSU	3–20 ms
ZINTEGROWANY SYSTEM SPRĘŻONYCH WTYCZEK	Dostępna nasadka systemu chłodzącego
CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTÓRZEŃ	Do 2,5 Hz



odmładzanie skóry



redukcja blizn



terapia łysienia

**Efekty zabiegu ProDeep®**