



EDEN

Fotel przeznaczony do zabiegów medycznych i kosmetycznych ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji stóp.

A chair dedicated to medical and cosmetic treatments with particular emphasis on foot care.

Do wyboru bezszwowa gładka tapicerka medyczna lub specjalistyczna kosmetyczna. Fotele z płynną regulacją wertykalną, możliwością regulacji oparcia oraz rozchylania podnóżków na boki. Przeznaczony m.in. do zabiegów podologicznych.

A seamless smooth medical or specialist cosmetic upholstery to choose from. Chairs with smooth vertical adjustment, option of backrest adjustment as well as spreading of footrest to the side. Dedicated to, among others, podologic treatments.

Możliwość szerokiej konfiguracji fotela adekwatnie do potrzeb w docelowym miejscu przeznaczenia.

An option of wide configuration of the chair according to needs in the final destination.



Fotel z funkcją wysokiego unoszenia i możliwością zmiany pozycji o 180 stopni.

Chair equipped with the function of high elevation and the option of change of position by 180 degrees.

Kojące uczucie ciepła dzięki zastosowaniu systemu podgrzewającego materac.

A soothing feeling of warmth thanks to the use of a mattress heating system.





EDEN LUX

wielofunkcyjny fotel podologiczny
multifunctional pedicure chair

Wielofunkcyjny fotel obsługiwany za pomocą sterowania nożnego. Wygodna obsługa dzięki odrębnie sterowanym podnóżkom. Opcja montażu euroszyny gwarantującej możliwość skorzystania z podpórek ginekologicznych.

A multifunctional chair steered with foot control. Comfortable use thanks to a separate control of footrest. Possible assembly of the euro rail guarantees the option of using gynecological rests.

Płynna regulacja ruchu i podparcia odcinka lędźwiowego.

Smooth adjustment of movement and an adjustable spine supporter in the lower back.



wymiary (cm)
dimensions (cm)

→ × ↑ × ↻ 56 × 65 – 95 × 195 cm
→ × ↑ × ↻ 56 × 65 – 95 × 195 cm

waga (kg)
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4-5. regulacja podnóżków osobno

motors & functions

1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°
1 FUNCTION: 1. 180° rotation



Funkcja wysokiego unoszenia z możliwością obrotu o 180 stopni w każdą stronę oraz opcja sterowania nożnego.

A function of high elevation with the possibility of 180 degree turnover to each side and option of foot control.

EDEN BASIC

wielofunkcyjny fotel podologiczny
multifunctional pedicure chair

Fotel wielofunkcyjny do pedicure z rozchylanymi podnóżkami, możliwością demontażu podłokietników i podnóżków. Zapewnia płynne przenoszenie pozycji góra-dół dzięki regulacji elektrycznej.

A multifunctional pedicure chair with spread footrest, as well as the option of armrest and footrest disassembly. It ensures smooth movement of up-down position thanks to electric motors & functions.

wymiary (cm) → × ↑ × ↗ 56 × 65 - 95 × 195 cm
dimensions (cm) → × ↑ × ↗ 56 × 65 - 95 × 195 cm

waga (kg) 75 kg
weight (kg) 75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg) max. 150 kg
possible load capacity (kg) max. 150 kg

tapicerka skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
upholstery basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje: BASIC 3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska
motors & functions: BASIC 2 FUNKCJE: 1 - 2. podnóżki regulowane manualnie
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat
2 FUNCTIONS: 1 - 2. footrests manually adjustable

motory i funkcje: BASIC PLUS 3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska
motors & functions: BASIC PLUS 3 FUNKCJE: 1 - 2. podnóżki regulowane manualnie, 3. obrotowość 180°
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat
3 FUNCTIONS: 1 - 2. footrests manually adjustable, 3. 180° rotation

TYPOSZREG TYPES	WERSJA VERSION	TAPICERKI* UPHOLSTERIES*			MOTORY I FUNKCJE MOTORS & FUNCTIONS								OPCJE MEDYCZNE MEDICAL OPTIONS						OPCJE DODATKOWE**** EXTRA OPTIONS****									
		medyczna gladka medical	kosmetologiczna cosmetic	mięka soft	regulacja elektryczna wysokości electrical height adjustment	regulacja manualna wysokości manual height adjustment	regulacja elektryczna oparcia backrest electrically adjustable	regulacja manualna oparcia backrest manually adjustable	elektrycznie regulowana kołyska electrically tilting seat	regulacja elektryczna podnóżka electrically adjustable footrest	regulacja elektryczna podnóżków osobno separately electrically adjustable footrests	obrotowość 180° 180° rotation	euroszyny euro rails	połka ze stali szlachetnej stainless steel shelf	podpórki ginekolog. gynecological rests	wieszak na kroplówkę drip hanger	rolki z hamulcem centralnym central brake rollers	pozycja bezpieczna anty-Trendelenburga anti-Trendelenburg safety position	sterowanie nożne foot control	podgrzewanie materaca częściowe partial heating of mattress	podgrzewanie materaca całościowe overall mattress heating	regulowane pneumatycznie podparcie lędźwiowe pneumatic adjustable spine supporter in the lower back	regulowane elektrycznie podparcie lędźwiowe electrically adjustable spine supporter in the lower back	walek pod kolana knee roller	półwalek pod kręgosłup lędźwiowy half-spine under the lower back	kliny pod barki (1 kpl. = 2 szt.) shoulder wedges (1 set = 2 pcs.)	podglówek headrest	
SANMED	SANMED OEM	■	□	-	■	-	■	-	■	■	-	■	□	□	□	□	□	■	□	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SANMED LUX PLUS	□	■	-	■	-	■	-	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
	SANMED LUX	□	■	-	■	-	■	-	■	■	-	■	□	□	□	□	□	■	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
	SANMED BASIC PLUS	□	■	-	■	-	■	-	■	■	-	■	□	□	□	□	□	■	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
	SANMED BASIC	□	■	-	■	-	■	-	■	■	-	■	□	□	□	□	□	■	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
	SANMED BASIC ECONOMY	□	■	-	■	-	■	-	■	■	-	■	□	□	□	□	□	■	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
EDEN	LUX	□	■	-	■	-	■	-	■	■	■	□	□***	□***	□***	-	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	■	
	BASIC PLUS	□	■	-	■	-	■	-	■	■	■	□	□***	□***	□***	-	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	■	
	BASIC	□	■	-	■	-	■	-	■	■	■	□	□***	□***	□***	-	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	■	
ATHENA	LUX	□	■	□	■	-	■	-	■	■	-	□	□***	□***	□***	□	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
	RELAX	□	■	□	■	-	■	-	■	■	-	□	□***	□***	□***	-	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
	BASIC	□	■	□	■	-	■	-	■	■	-	□	□***	□***	□***	-	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□	
HIRO	-	■	-	-	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

■ W CENIE | INCLUDED □ ZA DOPLATĄ | EXTRA CHARGE

* UMIESZCZENIE LOGOTYPU ZA DOPLATĄ | EXTRA CHARGE FOR LOGO PLACING

** STEROWANIE MANUALNE | MANUAL CONTROL

*** WYMAGANA EUROSZYNA | EURO RAIL NEEDED

**** DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE | ADDITIONAL CONFIGURATION OPTIONS AVAILABLE ON REQUEST